

Платформы для секвенирования. Приборы, наборы и софт

Александр Лавров

Медико-генетический научный центр
им. Н.П. Бочкова



Этапы высокопроизводительного секвенирования

1. Подготовка ДНК библиотеки
2. Амплификация ДНК библиотеки
3. Секвенирование ДНК библиотеки
4. Анализ данных

Платформа = 1 + 2+3 + 4

Ion Torrent next-generation sequencing systems



Ion GeneStudio S5 System



Ion Torrent Genexus System



Приборы



iSeq 100



MiniSeq



MiSeq Series +



NextSeq 550 Series +



NextSeq 1000 & 2000



NextSeq 550 Series +



NextSeq 1000 & 2000



NovaSeq 6000



Sequencers +



Sequencers +



Sequencers +



Sequencers +



DNBSEQ-T7

DNBSEQ-G400

DNBSEQ-G50

DNBSEQ-G400 FAST



iSeq 100 System



MiniSeq System



MiSeq Series +



NextSeq Series +

Popular Applications & Methods	Key Application	Key Application	Key Application	Key Application
Large Whole-Genome Sequencing (human, plant, animal)				●
Small Whole-Genome Sequencing (microbe, virus)	●	●	●	●
Exome Sequencing				●
Targeted Gene Sequencing (amplicon, gene panel)	●	●	●	●
Maximum Reads Per Run	4 million	25 million	25 million †	400 million
Maximum Read Length	2 × 150 bp	2 × 150 bp	2 × 300 bp	2 × 150 bp



NextSeq Series +



HiSeq 4000 System



HiSeq X Series †



NovaSeq 6000 System

Popular Applications & Methods	Key Application	Key Application	Key Application	Key Application
Large Whole-Genome Sequencing (human, plant, animal)	●	●	●	●
Small Whole-Genome Sequencing (microbe, virus)	●	●		●
Exome Sequencing	●	●		●
Targeted Gene Sequencing (amplicon, gene panel)	●	●		●
Maximum Reads Per Run	400 million	5 billion	6 billion	20 billion
Maximum Read Length	2 × 150 bp	2 × 150 bp	2 × 150 bp	2 x 250**



Ion GeneStudio S5 System



Ion GeneStudio S5 Plus System




Ion GeneStudio S5 Prime System

Chip type	Number of reads	Read length (output*)	Ion GeneStudio™ S5 System	Ion GeneStudio™ S5 Plus System	Ion GeneStudio™ S5 Prime System
			Turnaround time (sequencing run** plus analysis time)		
Ion 510 Chip	2–3 million	200 bp (0.3–0.5 Gb)	4.5 hr	3 hr	3 hr
		400 bp (0.6–1 Gb)	10.5 hr	5 hr	5 hr
Ion 520 Chip	4–6 million	200 bp (0.6–1 Gb)	7.5 hr	3.5 hr	3 hr
		400 bp (1.2–2 Gb)	12 hr	5.5 hr	5.5 hr
	3–4 million	600 bp (0.5–1.5 Gb)	12 hr	5.5 hr	5.5 hr
Ion 530 Chip	15–20 million	200 bp (3–4 Gb)	10.5 hr	5 hr	4 hr
		400 bp (6–8 Gb)	21.5 hr	8 hr	6.5 hr
	9–12 million	600 bp (1.5–4.5 Gb)	21 hr	8 hr	7 hr
Ion 540 Chip	60–80 million	200 bp (10–15 Gb)	19 hr	10 hr	6.5 hr
		200 bp (20–30 Gb) 2 runs in 1 day	NA	20 hr	10 hr†
Ion 550 Chip	100–130 million	200 bp (20–25 Gb)	NA	11.5 hr	8.5 hr
		200 bp (40–50 Gb) 2 runs in 1 day	NA	NA	12 hr†




DNBSEQ-T7	DNBSEQ-G400 (previously MGISEQ-2000)	DNBSEQ-G50 (previously MGISEQ-200)	BGISEQ-500	BGISEQ-50
Ultra-high Throughput	Adaptive	Effective	Reliable	Fast
Whole Genome Sequencing, Deep Exome Sequencing, Transcriptome Sequencing, and Targeted Panel Projects.	WGS, WES, Transcriptome sequencing and more	Targeted DNA, RNA, Microbial sequencing	Targeted DNA, RNA, Epigenetics and clinical applications	Pathogen Rapid tests, NIPT, PGS and CNV tests
FC	FCL & FCS	FCS	FCL	FCS
—	4 lane & 2 lane	1 lane	2 lane	2 lane
Ultra-high Throughput	High Throughput	Medium Throughput	High Throughput	Low Throughput
6Tb	1440Gb	60Gb	520Gb	225Gb
5000M	1500-1800M	280-300M	1300M	375M




Наборы.
Для сиквенса

Make DNA Nanoballs (DNB)






Наборы. Для библиотек. Экзомы





xGen® Exome Research Panel

- 429,826 xGen Lockdown® Probes
- 39 Mb target region (19,396 genes)
- covers 51 Mb of end-to-end tiled probe space
- GMP standards
- QC of each probe




SureSelect Human All Exon V7 is the most comprehensive exome

	RefSeq	GENCODE	CCDS	UCSC Known Genes
SureSelect Human All Exon V7	99.3%	99.6%	99.6%	99.6%
Vendor ID	97.3%	97.1%	98.3%	94.5%
Vendor R	96.9%	97.2%	97.5%	96%
Vendor I	98.8%	99.1%	99.5%	98.3%
Vendor T	96.9%	97.1%	99.9%	93.7%

«Клинический» экзом

– совокупность генов, патогенные варианты в которых приводят к развитию наследственных (моногенных) заболеваний



751 ген из базы HGMD (2018) не представлен ни в одном экзومه

B

TACC3, Exon 3, 1079 bp

SureSelect (RNA)

SeqCap (DNA)

Complete in 8 hours with under 2 hours of hands-on time

HEAT-Seq probes are added to the sample


Probes hybridize using target-specific sequences

Target DNA is copied

Ligation makes a circular molecule

Template and non-circularized probes are removed

A final PCR step produces sequencing-ready DNA with sample indexes



HEAT-Seq Probe Structure

LINKER
target specific priming regions


HEAT-Seq probes represent an advancement in Molecular Inversion Probe (MIP) design. Incorporating a molecular barcoding strategy using UIDs, the optimized probe design is paired with a streamlined workflow to enable a new standard in ease of use and performance.

Panel	covered	coverage	Panel uniformity
Genetic Disease Panel	325	97%	91%
Vascular Research Panel	404	99%	90%
Immunology Research Panel	394	99%	94%
Neurological Research Panel	751	99%	92%
Immunologic Research Panel	316	99%	89%
Cancer Research Panel v2	128	99%	94%
Neurology Research Panel v2	222	99%	96%
Prostate-Dysplasia Research Panel v2	519	99%	96%
Prostate Research Panel v2	340	99%	93%
Neurological Research Panel v2	194	9%	9%
Errors of Metabolism Research Panel v2	594	9%	9%
Primary Immune Deficiency Research Panel v2	264	9%	9%
Primary Research Panel v2	131	9%	9%
Research Panel	155	9%	9%
Primary Research Panel	386	9%	9%
Primary Research Panel v2	236	9%	9%
Genetic Cancer Research Panel	134	9%	9%
Genetic Arrhythmias and Cardiomyopathy Research Panel	92	9%	9%
Hearing Loss Research Panel v1	63	9%	9%
Dementia Research Gene Panel	17	9%	10%
Noonan Research Panel	14	10%	10%
TP53 Research Panel	1	10%	10%
BRCA1 & BRCA2 Research Panel	2	10%	10%
Ovarian Cancer Research Panel	41	9%	10%
CFTR Research Panel	1	10%	10%
Pharmacogenomics Research Panel	40	10%	10%
Exome RDY Panel	19,072	9%	10%




Overview of a smMIP molecule



1 Hybridization of smMIP molecules to the target region, followed by fill-in and ligation.




2 Removal of all non-circular DNA (non ligated smMIP molecules and template DNA) by exonuclease treatment.




Библиотеки панелей генов

Agilent




Thermo
Fisher

AmpliSeq (Ion)




Sequence
Amplicon-based




Sequence
Capture hybridization-based

B


TACC3, Exon 3, 1079 bp




FANCB, Exon 3, 431 bp



Амплификация или гибридизация?



1 in 6

healthy adults is at increased risk for a serious health condition due to their genetics—and probably doesn't know it.¹

[Why should I test?](#)

Find the right test for you

Click on a test below to start your order.



Invitae Cancer Screen

\$250

Looks at 61 genes associated with common cancers, including breast, ovarian, and prostate cancer.



Invitae Cardio Screen

\$250

Looks at more than 75 genes to assess your risk of developing an inherited form of heart disease, including hereditary high cholesterol and blood pressure.



Invitae Genetic Health Screen

\$350

Looks at up to 147 genes, including all the genes in the Cancer and Cardio Screens—as well as a few actionable inherited conditions.

7

Загрузим данные в кабинет

Мы загрузим результаты теста
оповещение на электронную



Здоровье →



Питание



Meet Gia, our virtual genetic information assistant



Overview

Launch


My Variants

Analysis Visualization

Variants Table

CNV Heat Map

IRGV & Generate Report



chr1



clinical chatbot, Gia facilitates
with patients, including intake of
automatic delivery of results.

A

Софт для работы с данными NGS

1. Платформо-зависимый
 1. Оценить качество секвенирования
 2. Анализировать результат, и, прежде всего, аннотировать
2. Предметно(задаче)-ориентированный
 1. Аннотация
 2. Приоритетизация и фильтрация
 3. Интерпретация

От панелей к геному

- Полный экзом
- «Клинический» экзом
- Небольшие панели
- Онкопанели
- Геном
 - 600 \$ -> 100 \$
 - CNV
 - Любые перестройки
 - Идеальное покрытие
 - Любые мутации

Проблемы и ограничения при анализе омных данных:

1. Allele dropout – при обогащении методом ПЦР, гетерозиготная мутация, например, рядом с праймером, праймер не работает => ложный гомозиготный немутированный вариант, а мутацию потеряем (или наоборот).
2. Пробелы в покрытии - все наборы для экзомного обогащения не поднимают полностью те участки, которые должны поднять. Мутации в таком участке теряем.
3. Неисчерпывающие списки генов в наборах обогащения. «Клинический экзом», в несколько тысяч генов, но интересные гены, потенциально связанные с заболеванием могут быть в "клинический экзом" не включены.
4. Ошибки пробоподготовки, заметные на QC: сбитый GC-content, плохое качество прочтений
5. Повторы и псевдогены
6. Strand bias: разные варианты на прямых и обратных прочтениях и вообще представленность цепей
7. Ошибки на гомополимерах (Thermosifher) и падение качества прочтения к концу прочтения и сложность чтения GC (Illumina, BGI)
8. CNV и tandemные повторы

Strand bias



Strand bias

